

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Chaîne Légère De Kinésine 1 (Klc1) Pour Wb, Elisa - Q07866

Numéro d'article: CM0002446



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la chaîne légère de kinésine 1 (KLC1) pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain et le rat. Idéal pour les études sur le transport des organites et les protéines motrices des microtubules.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Chaîne légère de kinésine 1 (KLC1) mAc de lapin
Remarques/Alias	KLC; KNS2; KNS2A; Chaîne légère de kinésine 1 (KLC1)
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3831
GeneID	3831
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 450-550 de la chaîne légère de kinésine 1 humaine (KLC1) (Q07866)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q07866
Poids de la protéine	65kDa
Expédition	Sac de glace