


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Kininogène 1 (Kng1) Pour Wb, If/Icc, Elisa - P01042

Numéro d'article: CM0021422



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le kininogène 1 humain (KNG1), validé pour les applications WB, IF/ICC et ELISA ; détecte le KNG1 humain, de souris et de rat. Convient aux études sur la coagulation et l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Kininogène 1 (KNG1), anticorps polyclonal de lapin
Remarques/Alias	BK ; HK ; BDK ; KNG ; HAE6 ; HMWK ; Kininogène 1 (KNG1)
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	3827
ID du gène	3827
Immunogène	Protéine recombinante ; protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 148-427 du kininogène 1 humain (KNG1) (NP_000884.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P01042
Poids moléculaire de la protéine	72 kDa
Expédition	Sac réfrigérant