


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Kininogène 1 (Kng1) Pour Wb - P01042

Numéro d'article: CM0013444



Introduction

Anticorps de lapin polyclonal ciblant le Kininogène 1 (KNG1) humain, validé pour WB et ELISA. Détecte le kininogène humain, murin, rat ; 72 kDa. Idéal pour les études de coagulation, de bradykinine et d'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Kininogène 1 (KNG1) pAb de Lapin
Remarques/Alias	BK ; HK ; BDK ; KNG ; HAE6 ; HMWK ; Kininogène 1 (KNG1)
Espèce	Humain
GenelD (humain)	3827
GenelD	3827
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 148-427 du Kininogène 1 humain (NP_000884.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P01042
Poids Moléculaire Protéique	72 kDa
Expédition	Sac de glace