


Anticorps Monoclonal Anti-Kir2DL2/Kir2DL3 Pour Wb, If/Icc, Fc, Elisa - P43628

Numéro d'article: CM0012737



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre le KIR2DL2/KIR2DL3 humain, adapté pour WB, IF/ICC, FC et ELISA. Reconnaît un récepteur inhibiteur des cellules NK pour les ligands HLA-C, exprimé sur les cellules NK.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KIR2DL2/KIR2DL3 Rabbit mAb
Remarques/Alias	KIR2DL3; CD158B2; CD158b; GL183; KIR-023GB; KIR-K7b; KIR-K7c; KIR2D55; KIRCL23; NKAT; NKAT2; NKAT2A; NKAT2B; p58; killer cell immunoglobulin-like receptor 2DL3; KIR2DL2/KIR2DL3
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	3803/3804
ID de gène	3803/3804
Immunogène	Protéine recombinante (Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-245 du KIR2DL3 humain (NP_056952.2))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P43628
Poids moléculaire	27kDa/37kDa/38kDa
Expédition	Sac de glace