


Anticorps Polyclonal Anti-Kir2DL3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P43628

Numéro d'article: CM0022141



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la protéine KIR2DL3 humaine, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Adapté aux études sur les récepteurs des cellules NK et à la recherche sur les points de contrôle immunitaires. Réaction croisée avec l'humain et la souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KIR2DL3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	p58, NKAT, GL183, NKAT2, CD158b, KIR2DL, NKAT2A, NKAT2B, CD158B2, KIR-K7b, KIR-K7c, KIR2DS5, KIRCL23, KIR-023GB, KIR2DL3
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3804
GeneID	3804
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22 à 245 de la KIR2DL3 humaine (NP_056952.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P43628
Poids de la protéine	38 kDa
Expédition	Sac de glace