

Anticorps Monoclonal Anti-Kir2DL4 Pour Wb, Fc, Elisa - Q99706

Numéro d'article: CM0007421



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le KIR2DL4 humain, validé pour le Western blot, la cytométrie en flux et l'ELISA. Ce récepteur se lie au HLA-G et régule les réponses immunitaires à l'interface materno-fœtale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KIR2DL4 Lapin mAb
Remarques/Alias	G9P ; CD158D ; KIR103 ; KIR-2DL4 ; KIR103AS ; KIR-103AS ; KIR2DL4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3805
GeneID	3805
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-242 du KIR2DL4 humain (NP_002246.5)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, FC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q99706
Poids protéique	41 kDa
Expédition	Sac de glace