

Anticorps Polyclonal Anti-Kir2DL4 Pour Wb, Elisa - Q99706

Numéro d'article: CM0012909



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin KIR2DL4 (Q99706) validé pour WB, ELISA. Détecte le KIR2DL4 humain, murin, rat, un récepteur pour le HLA-G non classique. Idéal pour étudier la signalisation des cellules NK et l'immunologie materno-fœtale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KIR2DL4 pAb de lapin
Remarques/Alias	G9P; CD158D; KIR103; KIR-2DL4; KIR103AS; KIR-103AS; KIR2DL4
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	3805
ID du gène	3805
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-242 du KIR2DL4 humain (NP_002246.5).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q99706
Poids moléculaire protéique	41kDa
Expédition	Sac de glace