


Anticorps Polyclonal Anti-Kir3DL1 Pour Wb, Elisa - P43629

Numéro d'article: CM0023405



Introduction

Anticorps polyclonal anti-KIR3DL1 validé pour WB et ELISA. Cible le récepteur 3DL1 de la famille des immunoglobulines des cellules tueuses humain, réactivité croisée avec la souris, masse moléculaire 49 kDa. Idéal pour les études sur les cellules NK et les immuno-récepteurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KIR3DL1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	KIR; NKB1; NKAT3; NKB1B; NKAT-3; CD158E1; KIR2DL5B; KIR3DL1/S1; KIR3DL1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	3811
ID du gène	3811
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-222 de la protéine KIR3DL1 humaine (NP_037421.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P43629
Poids de la protéine	49 kDa
Expédition	Sachet réfrigérant