

Anticorps Polyclonal Anti-Kir3DL3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N743

Numéro d'article: CM0015637

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Anti-KIR3DL3 validé pour les applications WB, IHC-P et ELISA. Reconnaît le KIR3DL3 humain, souris et rat, un récepteur inhibiteur des cellules NK. Idéal pour la recherche sur les cellules immunitaires et l'oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	KIR3DL3 Lapin pAb
Remarques/Alias	KIR44; KIRC1; CD158Z; KIR3DL7; KIR2DL5B; KIR3DL3
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	115653
ID de Gène	115653
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB,IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8N743
Poids Protéique	45kDa
Expédition	Sac de glace