

Anticorps Polyclonal Anti-Kir3Ds1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q14943

Numéro d'article: CM0025098

Introduction

Le pAc de lapin anti-KIR3DS1 détecte le récepteur des cellules NK CD158E2 chez l'homme, la souris et le rat. Validé pour le Western blot, l'immunohistochimie et l'ELISA. Soutient les études sur l'immunité innée et les récepteurs du CMH de classe I.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KIR3DS1 Lapin pAb
Remarques/Alias	KIR-G1, NKAT10, CD158E2, NKAT-10, KIR-123FM, KIR3DS1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	3813
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 80-340 du KIR3DS1 humain (NP_001077008.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14943
Poids moléculaire	42kDa
Expédition	Sac de glace