

## Anticorps Polyclonal Anti-Kirrel Pour Wb, Elisa - Q96J84

Numéro d'article: CM0013109

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre KIRREL (NEPH1) humain, validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée pour la souris et le rat. Idéal pour la biologie des podocytes et la recherche sur la barrière de filtration glomérulaire.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | KIRREL Lapin pAb                                                                                                             |
| Remarques/Alias    | NEPH1; KIRREL; NPHS23                                                                                                        |
| Espèce             | Humain                                                                                                                       |
| GeneID (Humain)    | 55243                                                                                                                        |
| GeneID             | 55243                                                                                                                        |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 17-200 de KIRREL humain (NP_060710.3) |
| Source             | Lapin                                                                                                                        |
| Catégorie          | Anticorps polyclonaux                                                                                                        |
| Application        | WB, ELISA                                                                                                                    |
| Réactivité croisée | Souris, Rat                                                                                                                  |
| SWISS              | Q96J84                                                                                                                       |
| Poids moléculaire  | 84kDa                                                                                                                        |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                 |