

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Kiss1 (Kisspeptine-1) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q15726

Numéro d'article: CM0028956



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine KISS1 (Kisspeptine-1, HH13) humaine. Validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réactivité croisée avec l'homme et la souris. Idéal pour la recherche en endocrinologie de la reproduction et en cancérologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KISS1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	HH13; KISS-1; KISS1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	3814
Identifiant du gène	3814
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 40 et 138 de la protéine KISS1 humaine (NP_002247.3)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q15726
Poids de la protéine	15 kDa
Expédition	Sac de glace