


Anticorps Polyclonal Anti-Kiss1R Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q969F8

Numéro d'article: CM0025252



Introduction

Cet anticorps polyclonal anti-KISS1R de lapin (43kDa) détecte l'humain, la souris et le rat. Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Idéal pour la biologie de la reproduction et la recherche sur les RCPG.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	KISS1R Lapin pAb
Remarques/Alias	HH8; CPPB1; GPR54; AXOR12; KISS-1R; HOT7T175; KISS1R
Espèce	Humain
GeneID	84634 (Humain)
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 100-200 du KISS1R humain (NP_115940.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q969F8
Poids Protéique	43kDa
Expédition	Sac de glace