


Anticorps Polyclonal Anti-Kitlg Pour Wb, If/Icc, Elisa - P21583

Numéro d'article: CM0030740



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre KITLG humain (SCF, MGF). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA ; réagit avec l'humain, la souris, le rat. Pour la recherche en biologie des cellules souches, hématopoïèse et signalisation cancéreuse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KITLG Lapin pAb
Remarques/Alias	SF; MGF; SCF; SLF; DCUA; FPH2; FPHH; KL-1; Kitl; WS2F; SHEP7; DFNA69; KITLG
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4254
GeneID	4254
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P21583
Poids de la protéine	31kDa
Expédition	Sac de glace