


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Kitlg Pour Wb, If/Icc, Elisa - P21583

Numéro d'article: CM0019098



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine KITLG (SCF/ligand de c-Kit). Validé en WB, IF/ICC et ELISA avec réactivité croisée chez la souris. Pour la recherche en hématopoïèse, développement et oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KITLG Rabbit pAb
Remarques/Alias	SF, MGF, SCF, SLF, DCUA, FPH2, FPHH, KL-1, Kitl, WS2F, SHEP7, DFNA69, KITLG
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	4254
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-214 de la protéine humaine KITLG (NP_000890.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P21583
Poids de la protéine	31 kDa
Expédition	Sac de glace