

Anticorps Polyclonal Anti-Klb Pour Wb, Elisa - Q86Z14

Numéro d'article: CM0015857



Introduction

pAb de lapin anti-KLB, validé pour la WB et l'ELISA, détecte la bêta-klotho (KLB) humaine, murine et de rat. Immunogène constitué d'une protéine recombinante, 120 kDa, adapté à l'étude de la signalisation du FGF21 et du métabolisme des acides biliaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-KLB
Remarques/Alias	BKL ; KLB
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	152831
ID du gène	152831
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 720 à 990 de la KLB humaine (NP_783864.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine, rat
SWISS	Q86Z14
Poids moléculaire de la protéine	120 kDa
Expédition	Sac de glace