

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Klc2 Pour Wb Et Elisa - Q9H0B6

Numéro d'article: CM0022455



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant KLC2 humain (chaîne légère 2 de la kinésine), avec réactivité croisée chez la souris et le rat. Convient au WB et à l'ELISA, idéal pour les recherches sur le transport des organites basé sur les microtubules et le positionnement des lysosomes dans les maladies neurodégénératives.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KLC2 pAb de lapin
Remarques/Alias	KLC2 ; SPOAN
Espèce	Homme
ID du gène (humain)	64837
ID du gène	64837
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 90 de KLC2 humain (NP_073733.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris, rat
SWISS	Q9H0B6
Poids moléculaire	69 kDa
Expédition	Sac de glace