

Anticorps Polyclonal Anti-Klf1 Pour Wb, Elisa - Q13351

Numéro d'article: CM0014947



Introduction

Anticorps polyclonal (pAb) de lapin anti-KLF1 pour les applications Western Blot (WB) et ELISA. Réactivité croisée avec le rat. Utilisation en recherche pour le développement érythrocytaire et la régulation de la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	pAb de lapin anti-KLF1
Remarques/Alias	EKLF; EKLF/KLF1; KLF1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10661
GeneID	10661
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	Q13351
Poids de la protéine	38 kDa
Expédition	Sac de glace