

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Klf1 Pour Wb, Elisa - Q13351

Numéro d'article: CM0022347



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-KLF1 validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Cible le facteur de transcription érythroïde KLF1 (38 kDa), un régulateur clé de l'érythropoïèse et de la commutation de l'hémoglobine fœtale à adulte.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Anticorps Polyclonal de Lapin Anti-KLF1
Remarques/Alias	KLF1 ; EKLF ; CDAN4 ; HBFQTL6 ; INLU ; Facteur de type Krüppel 1
Espèce	Humain
Identifiant du Gène	10661
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 211 et 311 du KLF1 humain (NP_006554.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	Q13351
Poids Moléculaire de la Protéine	38 kDa
Expédition	Sac de glace