

Anticorps Polyclonal Anti-Klf10 Pour Wb Et Elisa - Q13118

Numéro d'article: CM0018610



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le KLF10 humain (TIEG1). Validé pour la WB et l'ELISA, avec une réactivité croisée chez la souris et le rat. Convient aux études sur la régulation transcriptionnelle, les rythmes circadiens et le métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-KLF10
Remarques/Alias	EGRA ; TIEG ; TIEG1 ; EGR-alpha ; KLF10
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	7071
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, rat
SWISS	Q13118
Poids moléculaire de la protéine	53 kDa
Expédition	Sac réfrigérant