

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Klf10 Pour Wb, Elisa - Q13118

Numéro d'article: CM0006666



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le KLF10 humain (TIEG1), validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit avec des échantillons humains et de souris. Convient pour la recherche sur le rythme circadien et la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	KLF10 mAc Lapin
Remarques/Alias	EGRA, TIEG, TIEG1, EGR-alpha, KLF10
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	7071
ID de Gène	7071
Immunogène	Peptide Synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du KLF10 humain (Q13118)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q13118
Poids Protéique	53kDa
Expédition	Sac de glace