

## Anticorps Polyclonal Anti-Klf11 Pour Wb, Elisa - O14901

Numéro d'article: CM0023107

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le KLF11 humain, validé pour WB et ELISA. Réagit avec la souris et le rat. Convient pour les études de facteurs de transcription, la signalisation TGF-bêta et la recherche sur l'apoptose.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | KLF11 pAb de lapin                                                                                                          |
| Remarques/Alias    | FKLF; FKL1; MODY7; TIEG2; Tieg3; KLF11                                                                                      |
| Espèce             | Humain                                                                                                                      |
| GeneID (humain)    | 8462                                                                                                                        |
| GeneID             | 8462                                                                                                                        |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 13-107 du KLF11 humain (NP_003588.1) |
| Source             | Lapin                                                                                                                       |
| Catégorie          | Anticorps polyclonaux                                                                                                       |
| Application        | WB, ELISA                                                                                                                   |
| Réactivité croisée | Souris, Rat                                                                                                                 |
| SWISS              | O14901                                                                                                                      |
| Poids protéique    | 55kDa                                                                                                                       |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                |