

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Klf13 Pour Wb, Elisa - Q9Y2Y9

Numéro d'article: CM0021738

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-KLF13 validé pour WB et ELISA, ciblant le facteur de transcription KLF13 humain, murin et de rat. Idéal pour étudier la régulation génique, la lignée érythroïde et l'activation des lymphocytes T.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du produit	pAb de lapin anti-KLF13
Remarques/Alias	BTEB3; FKLf2; NSLP1; RFLAT1; RFLAT-1; KLF13
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	51621
GeneID	51621
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 100 et 200 de KLF13 humain (NP_057079.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y2Y9
Poids protéique	31 kDa
Expédition	Sac de glace