

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Klf14 Pour Wb, Elisa - Q8Td94

Numéro d'article: CM0021391

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant KLF14 humain (BTEB5), validé pour WB et ELISA. Réagit croisé avec l'humain, la souris et le rat. Poids moléculaire prévu de 33 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KLF14 Lapin pAb
Remarques/Alias	BTEB5; KLF14
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	136259
GeneID	136259
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 200-300 de KLF14 humain (NP_619638.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8TD94
Poids de la protéine	33kDa
Expédition	Sac de glace