

Anticorps Polyclonal Anti-Klf15 Pour Wb, Elisa - Q9Uih9

Numéro d'article: CM0030309



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le KLF15 humain, un régulateur transcriptionnel impliqué dans la fibrose cardiaque et l'hypertrophie. Adapté pour WB et ELISA. Réactivité croisée avec l'espèce humaine. Idéal pour la recherche cardiaque et rénale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KLF15 pAb de lapin
Remarques / Alias	KKLF ; KLF15
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	28999
GeneID	28999
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-260 du KLF15 humain (NP_054798.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9UIH9
Poids protéique	44 kDa
Expédition	Sac de glace