

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Klf15 Pour If/Icc Et Elisa - Q9Uih9

Numéro d'article: CM0018078



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre KLF15 humain (facteur de transcription de type Krüppel 15), validé pour l'IF/ICC et l'ELISA. Convient aux études portant sur la régulation transcriptionnelle, la fibrose cardiaque et la différenciation des podocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KLF15 Rabbit pAb
Remarques/Alias	KKLF ; KLF15
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	28999
GeneID	28999
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 260 de KLF15 humain (NP_054798.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q9UIH9
Poids moléculaire	44 kDa
Expédition	Sac de glace