

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Klf4 Pour Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - O43474

Numéro d'article: CM0002428



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-KLF4 validé pour WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Détecte KLF4 humain, souris, rat (O43474). Adapté à la recherche sur les cellules souches, la différenciation et la barrière épithéliale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-KLF4
Remarques/Alias	EZF; GKLF; KLF4
Espèce	Humain
GeneID (humain)	9314
GeneID	9314
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O43474
Poids de la protéine	55 kDa
Expédition	Sac de glace