


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Klf4 Pour Wb, Elisa - O43474

Numéro d'article: CM0023907



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le KLF4 humain, validé pour le Western blot et l'ELISA. Idéal pour l'étude de la régulation de la transcription, le maintien des cellules souches et la différenciation épithéliale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	KLF4 Lapin pAb
Remarques/Alias	EZF; GKLF; KLF4
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	9314
ID de Gène	9314
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 180-479 du KLF4 humain (NP_004226.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	O43474
Poids Protéique	55kDa
Expédition	Sac de glace