


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Klf4 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q60793

Numéro d'article: CM0031005



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le facteur de transcription KLF4, validé pour le Western blot, l'immunohistochimie sur paraffine et l'ELISA. Détecte les origines humaine, murine et rat. Soutient les études sur les cellules souches, la biologie épithéliale et le développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb KLF4 Lapin
Remarques/Alias	EZF ; Zie ; Gklf
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	9314
GeneID	16600
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-115 de la KLF4 de souris (NP_034767.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q60793
Poids protéique	52 kDa
Expédition	Sac de glace