

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Klf4 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O43474

Numéro d'article: CM0030968



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-KLF4 validé pour le Western blot, l'immunohistochimie, l'immunofluorescence et l'ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Convient pour la biologie du développement, les cellules souches et la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

| Paramètre           | Valeur                                                                                                                |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit      | KLF4 Lapin pAb                                                                                                        |
| Remarques/Alias     | EZF; GKLF; KLF4                                                                                                       |
| Espèce              | Humain                                                                                                                |
| ID de Gène (Humain) | 9314                                                                                                                  |
| ID de Gène          | 9314                                                                                                                  |
| Immunogène          | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-115 de KLF4 (NP_001300981.1) |
| Source              | Lapin                                                                                                                 |
| Catégorie           | Anticorps Polyclonaux                                                                                                 |
| Application         | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                              |
| Réactivité Croisée  | Humain, Souris, Rat                                                                                                   |
| SWISS               | O43474                                                                                                                |
| Poids Protéique     | 55kDa                                                                                                                 |
| Expédition          | Sac de glace                                                                                                          |