

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Klf5 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q13887

Numéro d'article: CM0029857



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le facteur 5 de type Krueppel (KLF5), validé pour WB, IHC-P et ELISA. Détecte le KLF5 humain et murin. L'immunogène correspond à la région N-terminale (aa 1-250). Adapté à la recherche sur les facteurs de transcription. Numéro d'accès Uniprot : Q13887.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	KLF5 Rabbit pAb
Remarques / Alias	CKLF, IKLF, BTEB2, KLF5
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	688
Immunogène	Protéine recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-250 du KLF5 humain (NP_001721.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q13887
Poids de la protéine	51 kDa
Expédition	Sac de glace