

Anticorps Polyclonal Anti-Klf7 Pour Wb, Elisa - 075840

Numéro d'article: CM0027937

Introduction

CamelBio propose un anticorps polyclonal anti-KLF7 (Lapin) validé pour WB et ELISA. Détecte le KLF7 humain et murin, un facteur de transcription impliqué dans le développement neuronal, le métabolisme et l'adipogenèse. Convient à un usage de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KLF7 Lapin pAb
Remarques/Alias	UKLF ; KLF7
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	8609
ID du gène	8609
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	075840
Poids protéique	33 kDa
Expédition	Sac de glace