

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Klf8 Pour Wb, If/Icc, Elisa - O95600

Numéro d'article: CM0023084

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin recombinant contre KLF8 validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'homme, la souris et le rat. Convient à l'étude de la régulation transcriptionnelle, de la progression du cycle cellulaire et des voies liées à KLF8.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KLF8 Rabbit pAb
Remarques / Alias	BKLF3; ZNF741; KLF8
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	11279
ID du gène	11279
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 210-280 de KLF8 humain (NP_009181.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O95600
Poids de la protéine	39 kDa
Expédition	Sac de glace