

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Klf9 Pour Wb, Elisa - Q13886

Numéro d'article: CM0028764

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-KLF9 validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Soutient la recherche sur le rythme circadien, la prolifération des kératinocytes et la régulation de la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KLF9 Rabbit pAb
Remarques / Alias	BTEB; BTEB1; KLF9
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	687
GeneID	687
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-150 de la protéine KLF9 humaine (NP_001197.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13886
Poids protéique	27 kDa
Expédition	Sac de glace