


Anticorps Polyclonal Anti-Klhdc2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y2U9

Numéro d'article: CM0016177



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin KLHDC2 validé pour WB, IHC-P et ELISA. Reconnaît le KLHDC2 humain et de souris, un composant de reconnaissance de substrat du ligase E3 ubiquitine CRL2 impliqué dans le contrôle de qualité des protéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	KLHDC2 Lapin pAb
Remarques/Alias	LCP; HCLP1; HCLP-1; KLHDC2
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	23588
Immunogène	Protéine Recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9Y2U9
Poids Protéique	46kDa
Expédition	Sac de glace