

Anticorps Polyclonal Anti-Klhdc3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bq90

Numéro d'article: CM0017227



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre KLHDC3 humain, validé pour Western blot, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'homme, la souris et le rat. Adapté pour l'étude de l'ubiquitine ligase CRL2, des voies du dégron C-terminal et de la méiose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KLHDC3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	PEAS; dj20C7.3; KLHDC3
Espèce	Humain
GeneID	116138
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 382 de KLHDC3 humain (NP_476502.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BQ90
Poids de la protéine	43kDa
Expédition	Sac de glace