

Anticorps Polyclonal Anti-Klhl1 Pour Wb, Elisa - Q9Nr64

Numéro d'article: CM0016107

Introduction

KLHL1 Rabbit pAb est un anticorps polyclonal ciblant la protéine 1 de type Kelch humaine (KLHL1), validé pour le Western blot et l'ELISA. KLHL1 est impliquée dans l'organisation du cytosquelette d'actine dans les cellules cérébrales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KLHL1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	MRP2 ; KLHL1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	57626
GeneID	57626
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-210 de la KLHL1 humaine (NP_065917.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9NR64
Poids moléculaire de la protéine	83 kDa
Expédition	Sac de glace