


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-KLHL11 Pour Wb Et Elisa - Q9Nvr0

Numéro d'article: CM0021481



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant KLHL11 humain (protéine 11 semblable à Kelch), un composant d'une ligase E3 de l'ubiquitine de type culline-RING ; adapté au Western blot et à l'ELISA ; présente une réactivité croisée avec la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-KLHL11
Remarque/Alias	KLHL11
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	55175
ID du gène	55175
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 16-300 de KLHL11 humain (NP_060613.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9NVR0
Poids moléculaire	80 kDa
Expédition	Poche de glace