

Anticorps Polyclonal Anti-KLHL3 Pour Wb, Elisa - Q9Uh77

Numéro d'article: CM0013961



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-KLHL3 validé pour le Western blot et l'ELISA sur des échantillons humains et murins. Explorez le transport d'ions rénal, la dégradation de la kinase WNK et les voies d'ubiquitination. Convient pour la recherche et le développement de diagnostics.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	KLHL3 Lapin pAb
Remarques/Alias	PHA2D; KLHL3
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	26249
ID de Gène	26249
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-110 du KLHL3 humain (NP_059111.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9UH77
Poids Protéique	65kDa
Expédition	Sac de glace