

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Klhl42 Pour Ihc-P, Elisa - Q9P2K6

Numéro d'article: CM0017071

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-KLHL42 (Ctb9, KLHDC5) validé pour les applications IHC-P et ELISA. Réagit avec l'humain et la souris, ciblant la protéine 42 de type Kelch impliquée dans le complexe ligase E3 d'ubiquitine et la progression mitotique.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                                               |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit     | pAb de lapin KLHL42                                                                                                                                  |
| Remarques/Alias    | Ctb9; KLHDC5; KLHL42                                                                                                                                 |
| Espèce             | Humain                                                                                                                                               |
| GeneID (humain)    | 57542                                                                                                                                                |
| GeneID             | 57542                                                                                                                                                |
| Immunogène         | Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 206-505 de KLHL42 humain (NP_065833.1). |
| Source             | Lapin                                                                                                                                                |
| Catégorie          | Anticorps Polyclonaux                                                                                                                                |
| Application        | IHC-P, ELISA                                                                                                                                         |
| Réactivité Croisée | Humain, Souris                                                                                                                                       |
| SWISS              | Q9P2K6                                                                                                                                               |
| Poids Protéique    | 57kDa                                                                                                                                                |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                                         |