

Anticorps Polyclonal Anti-KLHL8 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9P2G9

Numéro d'article: CM0016238

Introduction

KLHL8 pAc Lapin : un anticorps polyclonal élevé chez le lapin contre le KLHL8 humain, adapté pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études sur la ligase E3 ubiquitine et la dégradation de RAPSN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	KLHL8 pAc Lapin
Remarques/Alias	KLHL8
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	57563
GeneID	57563
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 271-620 du KLHL8 humain (NP_065854.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9P2G9
Poids Protéique	69kDa
Expédition	Sac de glace