

Anticorps Polyclonal Anti-Klk1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P06870

Numéro d'article: CM0022987



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la KLK1 humaine, validé pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA. Détecte la KLK1 endogène dans des échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour les études sur le traitement de la kininogène.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KLK1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	hK1; KLKR; Klk6; KLK1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3816
GeneID	3816
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-262 de la KLK1 humaine (NP_002248.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P06870
Poids protéique	29kDa
Expédition	Sac de glace