

## Anticorps Polyclonal Anti-Klk11 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ubx7

Numéro d'article: CM0026886

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le KLK11 humain (kallikréine-11, hippostasine). Validé pour WB, IHC-P, ELISA ; réagit de manière croisée avec l'humain et la souris. Convient pour la recherche sur les protéases et le développement de tests de diagnostic.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                |
|--------------------|-----------------------|
| Nom du Produit     | KLK11 Lapin pAb       |
| Remarques/Alias    | TLSP; PRSS20; KLK11   |
| Espèce             | Humain                |
| GeneID (Humain)    | 11012                 |
| GeneID             | 11012                 |
| Immunogène         | Protéine recombinante |
| Source             | Lapin                 |
| Catégorie          | Anticorps Polyclonaux |
| Application        | WB, IHC-P, ELISA      |
| Réactivité Croisée | Humain, Souris        |
| SWISS              | Q9UBX7                |
| Poids Protéique    | 31kDa                 |
| Expédition         | Sac de glace          |