

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Klk15 Pour Wb, Elisa - Q9H2R5

Numéro d'article: CM0024072

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-KLK15 validé pour WB et ELISA. Détecte le KLK15 humain avec une réactivité croisée envers la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les protéases et les études de biomarqueurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KLK15 pAb de lapin
Remarques/Alias	ACO ; HSRNASPH ; KLK15
Espèce	Humain
GenelD	55554
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 80-180 du KLK15 humain (NP_059979.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9H2R5
Poids protéique	28 kDa
Expédition	Sac de glace