


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Klk3 Pour Wb - P07288

Numéro d'article: CM0022867



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-KLK3 (PSA), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Réagit avec l'antigène prostatique spécifique humain et murin. Idéal pour la recherche sur les biomarqueurs du cancer de la prostate.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb anti-KLK3 de lapin
Remarques / Alias	APS; PSA; hK3; KLK2A1; KLK3
Espèce	Humain
GeneID (humain)	354
GeneID	354
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30-261 de la KLK3 humaine (NP_001639.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P07288
Poids protéique	29 kDa
Expédition	Sac isotherme avec glace