

## Anticorps Polyclonal Anti-Klk6 Pour Wb, Elisa - Q92876

Numéro d'article: CM0016327



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-KLK6 validé pour les applications Western blot (WB) et ELISA. Détecte la kallikréine-6 humaine, une sérine protéase impliquée dans la neurodégénérescence et la métastase cancéreuse.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                                        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit     | KLK6 Lapin pAb                                                                                                                                |
| Remarques/Alias    | hK6; Bssp; Klk7; SP59; PRSS9; PRSS18; KLK6                                                                                                    |
| Espèce             | Humain                                                                                                                                        |
| ID de Gène         | 5653                                                                                                                                          |
| Immunogène         | Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100 et la partie C-terminale de la KLK6 humaine (NP_002765.1) |
| Source             | Lapin                                                                                                                                         |
| Catégorie          | Anticorps Polyclonaux                                                                                                                         |
| Application        | WB, ELISA                                                                                                                                     |
| Réactivité Croisée | Humain                                                                                                                                        |
| SWISS              | Q92876                                                                                                                                        |
| Poids Protéique    | 26kDa                                                                                                                                         |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                                  |