

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Klk6 Pour Wb, Elisa - Q92876

Numéro d'article: CM0015958



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la Kallikréine-6 (KLK6, neurosinine, PRSS9) humaine, validé pour Western blot et ELISA. Détecte KLK6 dans des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour les études sur la neurodégénérescence, l'invasion cancéreuse et la biologie des protéases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KLK6 Rabbit pAb
Remarques / Alias	hK6; Bssp; Klk7; SP59; PRSS9; PRSS18; KLK6
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5653
GeneID	5653
Immunogène	Peptide synthétique, peptide synthétique correspondant à une séquence située entre l'acide aminé 100 et l'extrémité C-terminale de la KLK6 humaine (NP_002765.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q92876
Poids de la protéine	26 kDa
Expédition	Sac de glace