


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Klkb1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P03952

Numéro d'article: CM0029526



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le KLKB1 humain (kallikréine plasmatique). Validé pour WB, IHC-P et ELISA avec réactivité croisée pour la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la coagulation, la bradykinine et le système rénine-angiotensine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KLKB1 Lapin pAb
Remarques/Alias	PKK; PPK; KLK3; PKKD; KLKB1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	3818
ID de gène	3818
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-300 du KLKB1 humain (NP_000883.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P03952
Poids moléculaire	71kDa
Expédition	Sac de glace