

Anticorps Polyclonal Anti-Klotho Pour Wb Et Elisa - Q9Uef7

Numéro d'article: CM0018685



Introduction

Le pAb de lapin anti-KL détecte Klotho chez l'humain, la souris et le rat par WB et ELISA. Convient à l'étude du vieillissement, de l'homéostasie du phosphate et de la signalisation de FGF23. L'immunogène recombinant garantit une détection spécifique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-KL
Remarques/Synonymes	KLA ; HFTC3 ; KL
Espèce	Humain
GeneID (humain)	9365
GeneID	9365
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 200 de KL humain (NP_004786.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9UEF7
Poids moléculaire	116 kDa
Expédition	Sac réfrigérant