

Anticorps Polyclonal Anti-Klrb1 Pour Wb, Elisa - Q12918

Numéro d'article: CM0024705



Introduction

pAc de Lapin KLRB1 validé pour WB et ELISA. Reconnaît le CD161/NKR-P1A humain, souris et rat, un récepteur NK inhibiteur impliqué dans la cytotoxicité et la régulation immunitaire. SWISS : Q12918.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAc Lapin KLRB1
Remarques/Alias	NKR ; CD161 ; CLEC5B ; NKR-P1 ; NKR-P1A ; NKR-P1A ; hNKR-P1A ; KLRB1
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	3820
ID de Gène	3820
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 73-140 du KLRB1 humain (NP_002249.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q12918
Poids Protéique	25kDa
Expédition	Sac de glace